

Recueil des prélèvements urinaires en fonction du volume

Cas le plus fréquent

Volume > 20 ml

BIOCHIMIE

V - Monovette

- 1 tube sous vide bouchon JAUNE REMPLI

Pot de recueil
Code SAP **10310641**



Tube jaune
Code SAP
10232407



Volume ≤ 20 ml

Monovette Chimie

- 1 tube bouchon JAUNE REMPLI



OU



TOXICOLOGIE

- 1 tube sous vide bouchon JAUNE REMPLI

ECBU



OUVRIR LE POT

- 1 tube bouchon VERT REMPLI

Monovette ECBU



OU

