

EXAMEN

Nom de l'examen	HÉPATITE FULMINANTE
Synonymes	Hépatite aiguë sévère
Synonymes	Hépatite aiguë sévère
Laboratoire exécutant	MONDOR VIROLOGIE
Feuille de demande requise	Formulaire de l'établissement demandeur
Fréquence de réalisation du test	24h/24 et 7j/7
Renseignements cliniques et biologiques	oui
Consignes particulières	Prévenir impérativement le laboratoire (standard de l'hôpital, préciser: "urgence virologique") Remettre les échantillons en main propre au personnel du laboratoire

ANALYTIQUE

Technique analytique	Tests immunoenzymatiques
Délais de rajout de l'examen	Durée de conservation en biothèque

POST ANALYTIQUE

Délai de rendu des résultat (à partir de la réception de l'échantillon au laboratoire)	3h
Délai de rendu de résultats en urgence	3h
Délai de conservation en biothèque	Au moins deux ans

PRÉ ANALYTIQUE

Types d'échantillon / Milieux de prélèvement	Sang veineux
Quantité à prélever, détails particuliers	2 tubes secs avec gel séparateur 7 mL
Récipient à prélever	 x2 Tube avec gel séparateur

TRANSPORT / CONSERVATION

Condition d'acheminement (délai, température)	- Acheminer à température ambiante (+15°C à +25°C) en urgence
---	---

Référence : Réf Version : 1.0 Date d'application : 10/10/2016 Approbateur : Dominique Challine Date d'approbation : 06/10/2016
 "Seule la version électronique fait foi"